



# Gel antiseptique NPC

Antiseptie rapide et fréquente de la peau saine.

## INDICATIONS

Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction en l'absence de point d'eau. Actif dès 30 secondes, le GEL ANTISEPTIQUE NPC est la solution pour l'hygiène de vos mains.

## COMPOSITION

Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 700 mg/g, soit 755 ml/l), excipients.

## PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes
Bactéries	EN 1040, EN 13727 : 30 sec Selon EN 13727 (2013) sur BMR / BHR : 30 sec
Mycobactéries	EN 14348 : 30 sec
Levures/ Moisissures	EN 1275, EN 13624 : 30 sec Selon EN 1650 : Tricophyton mentagrophytes : 30 sec
Virus	EN 14476 : - Poliovirus : 2 minutes - Adenovirus, Norovirus Murin : 30 sec Selon EN 14476 : HIV-1, PRV, BVDV, Rotavirus, Herpesvirus, VRS, Influenzavirus A H <sub>5</sub> N <sub>1</sub> - H <sub>1</sub> N <sub>1</sub> , Coronavirus : 30 sec
Friction Hygiénique	EN 1500 : Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 sec • Rapport A 13143-3 du 09/08/2013 - Hygiene Nord - Dip. Biol. T. Koburger

## MODE D'EMPLOI

Gel prêt à l'emploi. Verser 1 creux de main ou une quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant le temps de friction. Se frotter les mains jusqu'à séchage complet (environ 30 secondes). Ne pas rincer. Répéter l'application chaque fois que nécessaire.



- Gel formulé avec des agents hydratants et émollients sans Parfum, ni Colorant.
- Large spectre antimicrobien.
- Action rapide (30 sec.).

## DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

Gel incolore.  
pH du produit à +20°C : ≈ 5,5  
Densité à +20°C : ≈ 0,862  
Viscosité à +20°C : 1200 à 2500 mPa.s

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques) Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stockage : entre +5°C et +30°C. Produit biocide destiné à l'hygiène humaine (Groupe 1 - TP1)

## CONDITIONNEMENTS

- 12 flacons airless de 1L .....réf : 1851144
- 3 flacons de 1L pompe vissée .....réf : 1851239
- 6 flacons de 500 ml pompe vissée .....réf : 1851052
- 6 flacons de 300 ml pompe vissée .....réf : 1851366
- 20 flacons de 100 ml.....réf : 1851505
- 20 flacons de 75 ml .....réf : 1851274



Pavé du Moulin  
59260 Lille - Hellemmes - FRANCE  
Tél : +33 3 20 67 67 67  
Fax : +33 3 20 67 67 68  
www.anios.com