



Abena-Frantex

Bavoires : une aide au quotidien

Gamme Usage unique


Lot n°

Utilisation

Une gamme de bavoires pour adultes avec ou sans poche.
Deux couleurs disponibles : bleu ou blanc

Information produit

Tous les bavoires sont en matière plastique avec une feuille de cellulose et sont disponibles en plusieurs versions : attaches ou adhésifs. **Hypoallergénique.**
Sans latex.



Références et conditionnement

Références	Dimensions	Composition	Coloris	Conditionnement
4319	37 x 70 cm avec poche	Cellulose 20 g/m ² Recyclé + Pe 12μ	Blanc	900 pièces/carton (9 sach x100 unités) 42 cartons / palette
BA 51 *	37 x 70 cm avec poche	Cellulose 23 g/m ² + enduction Polyéthylène 12μ	Blanc	600 pièces/carton (6 sachX100 unités) 54 cartons /palette

Références	Dimensions	Composition	Coloris	Conditionnement
BA 52	37 X 70 cm Avec poche	Cellulose 20g/m ² recycle + Pe 14μ	Bleu/blanc	900 pièces/carton (9 sach x 100 unités) 36 cartons / palette
500011	37 X 70 cm Avec poche et adhésifs	Non tissé 20 g/m ² + Pe 12μ	Bleu	900 pièces/carton (9 sach x 100 unités) 42 cartons /palette
500031	37 X 70 cm Avec poche et attaches	Non tissé 20 g/m ² + Pe 14μ	Blanc	900 pièces/carton (9 sach x 100 unités) 36 cartons /palette
90038	Bavoir dentiste 38X50 cm	Non tissé 23 g/m ² + Pe 14μ	Bleu	1250 unités/carton 42 cartons /palette

- Référence BA 51

Les bavoires peuvent être utilisés de deux façons :

- soit tels qu'ils se présentent, à savoir face enduite contre le corps (ne pas retourner la poche)
- soit face "non tissé" contre le corps auquel cas la poche doit être retournée et reste dans ces conditions plus largement ouverte.

Conservation

A conserver dans un local sec et à l'abri de la chaleur

Normes et spécificités techniques

Composition : cellulose + polyéthylène
 Couleur : Blanc ou bleu
 Présentation : En sachet
 Poids : +/- 5 g/m²

Origine de fabrication

CEE (Suède)