



Désinfection

WYRITOL



One shot 200 ml



Aérosol 500 ml

Anti Acariens & Punaises de lit

- Détruit 100 % des acariens et punaises de lit
- One shot 200 ml : **Traitement CHOC**
- Aérosol 500 ml : **Traitement Préventif**
- Une désinfection parfaite des environnements contaminés



Désinfection

WYRITOL

Anti Acariens & Punaises de lit

CARACTERISTIQUES

- Spécialement formulé pour lutter contre les invasions d'acariens et de punaises de lit
- Élimine radicalement les acariens (larves et adultes) et les punaises de lit responsables des allergies, asthme, démangeaisons, infections cutanées et stoppe leur développement
- S'utilise sur la literie, les matelas, tapis, moquettes, canapés

Traitement Choc : One shot 200 ml

- 1 aérosol pour traiter une pièce de 40 m²
- Les micro-particules diffusées pénètrent dans les moindres recoins
- Aérosol à diffusion automatique en continue dans toutes les pièces de la maison

Traitement Préventif : Aérosol 500 ml

- S'utilise en prévention d'infections
- Aérosol d'appoint pour détruire directement les acariens et punaises de lit



MODE D'EMPLOI

Traitement Choc : One shot 200 ml

Débarrasser la pièce d'aliments, animaux, plantes..Fermer portes et fenêtres. Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Placer l'aérosol verticalement au centre de la pièce à traiter, sur un tabouret ou une chaise. Arracher la languette d'inviolabilité puis visser l'embout du diffuseur en appuyant légèrement dessus. Sortir du local en fermant toutes les issues. Laisser agir 3 Heures, puis aérer 4 heures minimum. Nettoyer les surfaces traitées avant de réoccuper les locaux. A renouveler dès réapparition des insectes.

Traitement Préventif : Aérosol 500 ml

Fermer portes et fenêtres. Nettoyer la surface à traiter. Débarrasser la pièce d'aliments, animaux, plantes.. Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Vaporiser directement le produit à 20 cm des surfaces à traiter. Laisser agir 3H, puis aérer 4H minimum. La literie ne doit pas être utilisée dans les 12H suivant l'application du produit. Renouveler l'opération au moins une fois par mois

CONDITIONNEMENT

PRODUIT	GENCOD	UNITES PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	NOMBRE DE COUCHES	CARTONS PAR PALETTES
Anti acariens et punaises de lit 200 ml	3661295607335	6	46	5	230
Anti acariens et punaises de lit 500 ml	3661295607328	6	29	3	87

Utilisez les Biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé

PROVEN ORAPI

679 av Docteur Julien Lefebvre
06270 Villeneuve-Loubet
www.proven.fr

N°Azur 0 810 400 402