



BIOCIDE



DRF Lingettes

DÉSINFECTANT **SANS RINÇAGE**

+ Bactéricide-Levuricide-Fongicide

+ Actif sur Coronavirus humain

PRODUIT

Applications :

Lingettes prêtes à l'emploi et à usage unique imprégnées d'une solution pour la désinfection sans rinçage des surfaces en milieu alimentaire. Type de préparation : Lingettes imprégnées. Application TP4 : désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires.


Les + EXEOL :

- Désinfecte les surfaces et le matériel en contact avec les denrées alimentaires (matériel de pesage, les outils de coupe, les vitrines, les chambres froides...).
- Respect de la plupart des surfaces (inox, plastiques, peintures, résines).
- Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013 modifiant l'arrêté du 08/09/1999).


Mode d'emploi : Il est conseillé de faire un test sur la surface à désinfecter avant utilisation pour vérifier la compatibilité du produit avec la surface à traiter.



Première utilisation : Retirer le couvercle, ôter l'opercule, amorcer la première lingette, remettre le couvercle.



Utilisation : Passer la lingette sur la surface préalablement nettoyée en s'assurant de mouiller complètement la surface (3 lingettes/m²). Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer. Changer de lingette pour chaque zone à traiter.



Jeter la lingette souillée. Renouveler l'opération chaque fois que nécessaire.

Conditionnements :

Boîte de 200 lingettes (EXE0471) (dimension lingette 195 mm x 200 mm). Cartons de 6 boîtes. Palette de 50 cartons.

PHYSICO CHIMIE

Composition : Substances actives biocides : alcool éthylique (CAS : 64-17-5) : 54% m/m.

Caractéristiques :

Aspect : Solide

Odeur : Odeur d'alcool

Densité de la solution d'imprégnation : 0,8947 – 0,8993

pH de la solution d'imprégnation : neutre





BIOCIDE



DRF Lingettes

DÉSINFECTANT **SANS RINÇAGE**



Bactéricide-Levuricide-Fongicide



Actif sur Coronavirus humain

Propriétés microbiologiques : 20°C, prêt à l'emploi :

	Essais	Souches	Conditions	Temps de contact
Bactéricide	EN 1276	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterococcus hirae</i> Souche additionnelle : <i>Salmonella typhimurium</i>	Conditions de saleté	30 sec.
		<i>Listeria monocytogenes</i>	Conditions de propreté	30 sec.
	EN 13697	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterococcus hirae</i> Souches additionnelles : <i>Salmonella typhimurium</i> , <i>Listeria monocytogenes</i>	Conditions de propreté	5 min.
	EN 16615	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	Conditions de propreté	5 min.
Levuricide	EN 1650	<i>Candida albicans</i>	Conditions de saleté	30 sec.
	EN 1650		Conditions de propreté	5 min.
	EN 13697		Conditions de propreté	5 min.
	EN 16615		Conditions de propreté	5 min.
Fongicide	EN 1650	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	Conditions de propreté	5 min.
	EN 13697		Conditions de propreté	
Virucide sur le SARS-CoV2	EN 14476	Souche 229E du Coronavirus humain	Conditions de propreté	1 min.

Propriétés microbiologiques : en conditions de laiteries, 20°C, prêt à l'emploi :

	Essais	Souches	Temps de contact
Bactéricide	EN 1276	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	5 min.
	EN 13697		
Levuricide	EN 1650	<i>Candida albicans</i>	5 min.
	EN 13697		
Fongicide	EN 1650	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	5 min.
	EN 13697		

ECO-GESTE

- Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.
- Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l'environnement.
- Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée en conservant l'étiquette sur le récipient.

Découvrez toute la gamme exeol sur
www.sodel-sa.eu

Sodel
HYGIÈNE - DÉSINFECTION - SURDÉSODANTS

190 Rue René Barthélémy
14100 Lisieux - France
Tél : +33 (0)2 31 31 10 50
Fax : +33 (0)2 31 31 80 60